

DATA \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

TECNICO \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

UTENTE \_\_\_\_\_




**ENZO™**

in configurazione con

**EPiC Seating™**

(Effortless Posture Control)

**EPiC Seating Solution**



The segmented back support system provides stationary pelvic support and a moving thoracic segment. The system also incorporates an anatomical pivot point, contributing to improved stability. Postural changes can help support functions such as respiration, digestion, peer engagement, fatigue management, and performing routine movements, to name a few. All secondary positioning supports attached to the thoracic segment move in unison with the body, reducing the frequency of repositioning events.

Tutti i prezzi indicati sul presente

Modulo d'Ordine

sono da intendersi validi solo  
in configurazione minima:

ENZO

EPiC SEAT

SCHIENALE STEALTH/ADI

CUSCINO STEALTH

POGGIATESTA COMFORT + ASTA STANDARD



- ⊕ Gestione del posizionamento e riposizionamento (anche a cura dell'utente) dell'estensione dorsale
- ⊕ Basculamento 45°
- ⊕ Basculamento anteriore 5°
- ⊕ Profondità seduta regolabile
- ⊕ Altezza schienale regolabile
- ⊕ Regolazione angolo della seduta 90°-110°
- ⊕ Portata massima 84 kg

⊕ NOTE / RICHIESTE




**ENZO™**

in configurazione con

**EPiC Seating™**  
(Effortless Posture Control)

## EPiC Seating Solution



The segmented back support system provides stationary pelvic support and a moving thoracic segment. The system also incorporates an anatomical pivot point, contributing to improved stability. Postural changes can help support functions such as respiration, digestion, peer engagement, fatigue management, and performing routine movements, to name a few. All secondary positioning supports attached to the thoracic segment move in unison with the body, reducing the frequency of repositioning events.

Tutti i prezzi indicati sul presente

Modulo d'Ordine

sono da intendersi validi solo

in configurazione minima:

ENZO

EPiC SEAT

SCHIENALE STEALTH/ADI

CUSCINO STEALTH

POGGIATESTA COMFORT + ASTA STANDARD



### **Esemplificazione Configurazione Speciale EPiC ENZO:**

**Carrozzina Basculante ENZO**

**Sistema Gestione Posturale EPiC**

**Schienale ADI**

**Cuscino Stealth**

**Poggiatesta Stealth COMFORT + asta HMO**

**Cintura Pelvica**


---

**Prezzo Totale al Pubblico**

**4.525,00 €**

\*\* Eventuali articoli non in configurazione possono essere selezionati come accessori/optionals considerando il prezzo indicato sul presente Modulo d'Ordine. Nessuna delle tipologie di articoli sopraindicati può essere omessa dalla presente configurazione.

## Scelta Colore



## Carrozzina Base --- PCP \* solo config. EPiC € 1.980

ENZO™ Telaio Pieghevole 12"-14"

ENZO™ Telaio Rigido 12"-14"

ENZO™ Telaio Pieghevole 14"-16"

ENZO™ Telaio Rigido 14"-16"

ENZO™ Telaio Pieghevole 16"-18"

ENZO™ Telaio Rigido 16"-18"

La configurazione base completa comprende:

- ⊕ Basculamento attivo/passivo con range +45°/-5%
- ⊕ Sistema di basculamento a maniglie
- ⊕ Piatta rigida stabilizzatrice seduta
- ⊕ Ruotine anti-ribaltamento e facilitatore ribaltamento a piede
- ⊕ Cintura di sicurezza

- ⊕ Pedane separate apribili, angolo 90°
- ⊕ Piatti pedana regolabili prono-flesso estensione
- ⊕ Cinturini ferma-talloni tensionabili
- ⊕ Braccioli rimovibili e regolabili in altezza
- ⊕ Schienale regolabile in inclinazione (fissa)

## Larghezza Seduta

ENZO™ 12"-14"	<input type="checkbox"/> 12" (30,5 cm)	<input type="checkbox"/> 13" (33 cm)	<input type="checkbox"/> 14" (35,6 cm)
ENZO™ 14"-16"	<input type="checkbox"/> 14" (35,6 cm)	<input type="checkbox"/> 15" (38,1 cm)	<input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm)
ENZO™ 16"-18"	<input type="checkbox"/> 16" (40,6 cm)	<input type="checkbox"/> 17" (43,2 cm)	<input type="checkbox"/> 18" (45,7 cm)

## Profondità Seduta

ENZO™ 12"-14"	Range da 13" a 19" (da 33 cm a 48 cm)	_____
ENZO™ 14"-16"	Range da 14" a 20" (da 36 cm a 51 cm)	_____
ENZO™ 16"-18"	Range da 17" a 22" (da 43 cm a 56 cm)	_____

INDICARE

INDICARE

INDICARE

Il telaio profondità seduta ha DI SERIE il prolungamento posteriore di 8 cm per maggiori regolazioni

## Misura Ruote

### RUOTE POSTERIORI (ESTRAIBILI)

Di serie, selezione a scelta senza sovrapprezzo:

- 12" (30 cm) Mag  
 16" (40 cm) Mag *(consigliate)*

Selezionabili, con sovrapprezzo *(prezzo configurazione)*

- 22" (56 cm) Raggi (\*) € 288  
 24" (61 cm) Raggi (\*) € 288  
 20" (50 cm) Mag (\*) € 275

(\*) con corrimano e inserto in gomma piena

### RUOTE ANTERIORI

6" (15 cm) di serie.

## Pedane

### TIPO DI PEDANA / ANGOLO

- Swing Away, estraibili, angolo 90°  
 Nessuna Pedana  
 Pedane Elevabili Manuali, coppia

**DI SERIE**

--

**€ 235**

### LUNGHEZZA TUBOLARI PEDANE - RANGE DI REGOLAZIONE E MISURA RICHIESTA

ENZO™ 12"-14"	Range ottenibile: 28 cm / 40 cm	Misura Richiesta(*)
ENZO™ 14"-16"	Range ottenibile: 28 cm / 40 cm	Misura Richiesta(*)
ENZO™ 16"-18"	Range ottenibile: 32 cm / 43 cm	Misura Richiesta(*)

(\*) Si intende dalla piatta seduta ai piatti pedana

### PIATTI PEDANA IN ALLUMINIO CON REGGITALLONE STANDARD

ENZO™ 12"-14"	Largh. 12 cm - H: 18,5 cm	Misura Richiesta(*)
ENZO™ 14"-16"	Largh. 14,5 cm - H: 20,5 cm	Misura Richiesta(*)
ENZO™ 16"-18"	Largh. 17 cm - H: 20,5 cm	Misura Richiesta(*)

(\*) Se diversa da quella di serie -- possono esserci restrizioni sulle misure piatti pedana non di serie in base alla larghezza seduta

## Braccioli

### BRACCIOLI ESTRAIBILI, REGOLABILI IN ALTEZZA

ENZO™ 12"-14"	Range ottenibile: 22 cm - 27 cm	H richiesta(*)
ENZO™ 14"-16"	Range ottenibile: 22 cm - 27 cm	H richiesta(*)
ENZO™ 16"-18"	Range ottenibile: 27 cm - 36 cm	H richiesta(*)

(\*) Altezza PIATTA SEDUTA / TOP BRACCIOLO

- Top Bracciolo "desk", 25 cm, coppia  
 Top Bracciolo "full", 34 cm, coppia

Se non specificato, le misure standard sono "Desk" per i telai 12-14 e 14-16 e "Full" per il telaio 16-18

## Cinture e Bretellaggi

<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Non Imbottita, Regolazione "single pull", H: 1"	(*)	<b>DI SERIE</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Non Imbottita, Regolazione "single pull", H: 1,5"	(*)	<b>DI SERIE</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Non Imbottita, Regolazione "single pull", H: 2"	(*)	<b>DI SERIE</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Imbottita, Regolazione Bilaterale, H: 1" - Tg. XS		<b>€ 72</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Imbottita, Regolazione Bilaterale, H: 1" - Tg. S		<b>€ 72</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Imbottita, Regolazione Bilaterale, H: 1,5" - Tg. M		<b>€ 72</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Imbottita, Regolazione Bilaterale, H: 2" - Tg. L		<b>€ 72</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 4 punti, Imbottita, H: 1" - Tg. XS		<b>€ 118</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 4 punti, Imbottita, H: 1,5" - Tg. S		<b>€ 118</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 4 punti, Imbottita, H: 1,5" - Tg. M		<b>€ 118</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 4 punti, Imbottita, H: 1,5" - Tg. L		<b>€ 118</b>
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CLASSICO, Tg. XS		<b>€ 118</b>
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CLASSICO, Tg. S		<b>€ 118</b>
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CLASSICO, Tg. M		<b>€ 118</b>
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CLASSICO, Tg. L		<b>€ 118</b>
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CONTOUR, Tg. XS		<b>€ 122</b>
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CONTOUR, Tg. S		<b>€ 122</b>
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CONTOUR, Tg. M		<b>€ 122</b>
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CONTOUR, Tg. L		<b>€ 122</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pettorale Dinamica a Strappo, Tg. M		<b>€ 82</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura Pettorale Dinamica a Strappo, Tg. L		<b>€ 82</b>

(\*) La selezione di eventuali Cinture e/o Bretellaggi a costo, elimina la presenza della cintura di serie

## Sistema di Fissaggio per Trasporto Auto

<input type="checkbox"/>	Sistema di aggancio in auto (RESNA WC-19)	<b>€ 245</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura per il trasporto in auto "Sure-Lok" 12"-14"	<b>€ 90</b>
<input type="checkbox"/>	Cintura per il trasporto in auto "Sure-Lok" 15"-18"	<b>€ 90</b>

(\*) La selezione del sistema di aggancio in auto richiede l'utilizzo di una cintura con meccanismo "Sure-Lok"

## Tavolino

ENZO™ Telaio Pieghevole 12"-14"	<input type="checkbox"/>	4020-0346	<b>€ 265</b>
ENZO™ Telaio Pieghevole 14"-16"	<input type="checkbox"/>	4020-0347	<b>€ 265</b>
ENZO™ Telaio Pieghevole 16"-18"	<input type="checkbox"/>	4020-0348	<b>€ 265</b>
	<input type="checkbox"/>	3101-6009 attacchi tavolino (inclusi)	

## Cappotina Parasole

<input type="checkbox"/>	4020-0583 (per larghezza da 12" a 15")	<b>€ 115</b>
<input type="checkbox"/>	4020-0592 (per larghezza da 16" a 18")	<b>€ 115</b>

## Sistema Posturale Capo

### SUPPORTO ASTA PER POGGIATESTA - COMPRENSIVE DI ATTACCO PER SCHIENALE RIGIDO

- |                          |  |              |              |
|--------------------------|--|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Asta Standard Regolazioni in 4 direzioni | (HMO475-17M) | <b>€ 120</b> |
| <input type="checkbox"/> | Asta Standard con struttura UNILINK      | (UHB4D33200) | <b>€ 190</b> |
| <input type="checkbox"/> | Asta UNILINK con meccanismo flip-down    | (UHB2D232FD) | <b>€ 255</b> |



**HMO475-17M**  
Asta Multi-Positioning  
Regolazione 4 direzioni



**UHB4D33200**  
Asta UNILINK  
Sezione quadrata 1/2"



**UHB2D232FD**  
Asta UNILINK con meccanismo apertura Flip-Down  
Sezione quadrata 1/2"

### PAD POGGIATESTA LINEA "COMFORT"

- |                          |                            |             |              |
|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Misura "Niño" X-SMALL (6") | (CP06CCFPM) | <b>€ 135</b> |
| <input type="checkbox"/> | Misura SMALL (8")          | (CP08CCFPM) | <b>€ 135</b> |
| <input type="checkbox"/> | Misura MEDIUM (10")        | (CP10CCFPM) | <b>€ 135</b> |
| <input type="checkbox"/> | Misura LARGE (14")         | (CP14CCFPM) | <b>€ 135</b> |
| <input type="checkbox"/> | Misura X-LARGE (19")       | (CP19CCFPM) | <b>€ 145</b> |



### PAD POGGIATESTA LINEA "COMFORT PLUS - ACP"

- |                          |                      |           |              |
|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Misura LARGE (14")   | (ACP150M) | <b>€ 222</b> |
| <input type="checkbox"/> | Misura X-LARGE (19") | (ACP550M) | <b>€ 222</b> |



### PAD POGGIATESTA LINEA "COMBO"

- |                          |              |          |              |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Misura SMALL | (CB315M) | <b>€ 202</b> |
| <input type="checkbox"/> | Misura LARGE | (CB305M) | <b>€ 202</b> |



### ACCESSORI POGGIATESTA

- |                          |  |           |              |
|--------------------------|--|-----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Doppio snodo DX/SX per montaggi laterali | (SAR2B-B) | <b>€ 298</b> |
| <input type="checkbox"/> | Pad frontale/laterale 3"x2"              | (910M)    | <b>€ 46</b>  |
| <input type="checkbox"/> | Pad frontale/laterale 6"x1,5"            | (930M)    | <b>€ 46</b>  |
| <input type="checkbox"/> | Pad frontale/laterale 6"x2"              | (920M)    | <b>€ 46</b>  |



**SAR2B-B**  
Braccetto a doppio snodo  
montaggio laterale pad/switch



**910M - 930M - 920M**  
Pad frontale/laterale  
disponibile in 3 misure

## Sistema Posturale Capo (segue)



- Asta UNILINK con meccanismo flip-down  
OBBLIGATORIA con tutti i poggiatesta i2i  
UHB2D232FD

€ 255



### PROFILO STANDARD - "BRACCIO" STANDARD

Part No.	Misura	Profilo	"Braccio"	Circonf. Collo	Largh. Collo	PREZZO	Sconto	Ordine
I2I250	XXS	5,71 cm	11,43 cm	17,78 cm	7,62 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I350	XS	5,71 cm	11,43 cm	22,86 cm	8,89 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I450	S	10,16 cm	16,51 cm	27,94 cm	10,16 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I550	M	12,06 cm	19,05 cm	35,56 cm	11,43 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I650	L	13,34 cm	20,32 cm	40,64 cm	12,70 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>



### PROFILO STANDARD - "BRACCIO" CORTO

Part No.	Misura	Profilo	"Braccio"	Circonf. Collo	Largh. Collo	PREZZO	Sconto	Ordine
I2I451	S	10,16 cm	11,43 cm	27,94 cm	10,16 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I551	M	12,06 cm	13,97 cm	35,56 cm	11,43 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I651	L	13,34 cm	15,24 cm	40,64 cm	12,70 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>



### PROFILO BASSO - "BRACCIO" STANDARD

Part No.	Misura	Profilo	"Braccio"	Circonf. Collo	Largh. Collo	PREZZO	Sconto	Ordine
I2I455	S	5,71 cm	16,51 cm	27,94 cm	10,16 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I555	M	5,71 cm	19,05 cm	35,56 cm	11,43 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I655	L	5,71 cm	20,32 cm	40,64 cm	12,70 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>



### PROFILO BASSO - "BRACCIO" CORTO

Part No.	Misura	Profilo	"Braccio"	Circonf. Collo	Largh. Collo	PREZZO	Sconto	Ordine
I2I456	S	5,71 cm	11,43 cm	27,94 cm	10,16 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I556	M	5,71 cm	13,97 cm	35,56 cm	11,43 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>
I2I656	L	5,71 cm	15,24 cm	40,64 cm	12,70 cm	€ 240	.....	<input type="checkbox"/>

## Contenimento Laterale - Tronco

### PELOTTE TRONCO "UNILINK"

<input type="checkbox"/>	Pelotta Toracale DESTRA Stealth Unilink	Q.tà ____	€ 190
<input type="checkbox"/>	Pelotta Toracale SINISTRA Stealth Unilink	Q.tà ____	€ 190
<input type="checkbox"/>	Pad Standard Mis. XS (ULP535050320)	Q.tà ____	€ 40
<input type="checkbox"/>	Pad Standard Mis. S/M (ULP546050320)	Q.tà ____	€ 40
<input type="checkbox"/>	Pad Standard Mis. M/L (ULP557050320)	Q.tà ____	€ 40
<input type="checkbox"/>	Pad GEL/NEOPRENE Mis. XS (ULP535057120)	Q.tà ____	€ 65
<input type="checkbox"/>	Pad GEL/NEOPRENE Mis. S/M (ULP546057120)	Q.tà ____	€ 65
<input type="checkbox"/>	Pad GEL/NEOPRENE Mis. M/L (ULP557057120)	Q.tà ____	€ 65

## Contenimento Laterale - Bacino



- Supporto Adduttore (sia per lato destro che sinistro) UNILINK, regolabile  
*UTT6A1260000* € 195



- Pad imbottito per supporto adduttore Mis. 4" x 6" - Foderina Coolcore  
*UTP546056100* € 45

powered by coolcore



- Pad imbottito per supporto adduttore Mis. 4" x 8" - Foderina Coolcore  
*UTP586056100* € 55



- Pad imbottito per supporto adduttore Mis. 4" x 12" - Foderina Coolcore  
*UTP5D056100* € 65

## Contenimento Frontale - Bacino



- Attacco centrale (richiede base rigida) Regolabile in altezza, meccanismo di apertura Flip-Down  
*MTHW-660* € 170



- Cuneo divaricatore sdoppiato con regolazione indipendente destra/sinistra e fodera di copertura post regolazione  
*MTMD-42* € 205



## Cuscino Posturale



MISURA CUSCINO	MODELLO CUSCINO	PREZZO AL PUBBL.	Ordine
12"X12"	SOLUTION 12X12 (30CMx30CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	ZEN 12X12 (30CMx30CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
12"X14"	SOLUTION 12X14 (30CMx35CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	ZEN 12X14 (30CMx35CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
14"X14"	SOLUTION 14X14 (35CMx35CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	ZEN 14X14 (35CMx35CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
14"X16"	SOLUTION 14X16 (35CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	ZEN 14X16 (35CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
14"X18"	ZEN 14X18 (35CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION 16X16 (40CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
16"X16"	ZEN 16X16 (40CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM FOAM 16X16 (40CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM GEL 16X16 (40CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	TRU-COMFORT 2 16X16 (40CMx40CM)	€ 620	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION 16X18 (40CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
16"X18"	ZEN 16X18 (40CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM FOAM 16X18 (40CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM GEL 16X18 (40CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	TRU-COMFORT 2 16X18 (40CMx45CM)	€ 620	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION 17X18 (43CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
17"X18"	ZEN 17X18 (43CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM FOAM 17X18 (43CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM GEL 17X18 (43CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	TRU-COMFORT 2 17X18 (43CMx45CM)	€ 620	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION 18X18 (45CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
18"X18"	ZEN 18X18 (45CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM FOAM 18X18 (45CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM GEL 18X18 (45CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	TRU-COMFORT 2 18X18 (45CMx45CM)	€ 620	<input type="checkbox"/>

*Eventuali ulteriori cuscini non elencati sul presente modulo per MODELLO e/o MISURA, possono essere richiesti al Vostro contatto commerciale "Leggero" o "Stealth Products". Alcune misure possono essere prodotte su richiesta, previa accettazione di preventivo di spesa.*



EPiC™ Larghezza Telaio da 10" a 16" (SMALL)

€ 900

EPiC™ Larghezza Telaio da 16" a 21" (MEDIUM)

€ 900

Livello Resistenza 50 N

**TONO DA BASSO A NORMALE:** Ideale per gli utenti con movimento attivo limitato che possono anche sperimentare l'inclinazione pelvica posteriore. Utilizzato per consentire il rilassamento posturale dei muscoli fornendo al tempo stesso un supporto dell'articolazione toracica o per consentire la regolazione e l'adattamento manuale di movimento attivo limitato o cifosi senza l'uso di strumenti.

Livello Resistenza 100 N

**TONO DA NORMALE A ALTO:** Ideale per utenti con movimenti da normali a molto attivi, come gli utenti distonici che possono mostrare un'estensione modello di spasticità. Fornisce un supporto posteriore toracico articolato in grado di assorbire l'energia esercitata dall'aumento di tono.



## Schienale Posturale



<input type="checkbox"/>	<b>ALBR12LDR</b>	Largh. 12" - Contour DEEP - H: 10"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR13LDR</b>	Largh. 13" - Contour DEEP - H: 10"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR14LDR</b>	Largh. 14" - Contour DEEP - H: 10"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR15LDR</b>	Largh. 15" - Contour DEEP - H: 10"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR16LDR</b>	Largh. 16" - Contour DEEP - H: 10"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR17LDR</b>	Largh. 17" - Contour DEEP - H: 10"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR18LDR</b>	Largh. 18" - Contour DEEP - H: 10"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR16MDR</b>	Largh. 16" - Contour DEEP - H: 13"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR17MDR</b>	Largh. 17" - Contour DEEP - H: 13"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR18MDR</b>	Largh. 18" - Contour DEEP - H: 13"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR16M6R</b>	Largh. 16" - Contour EXTRA DEEP - H: 13"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR17M6R</b>	Largh. 17" - Contour EXTRA DEEP - H: 13"	€ 800
<input type="checkbox"/>	<b>ALBR18M6R</b>	Largh. 18" - Contour EXTRA DEEP - H: 13"	€ 800