

DATA _____

RAGIONE SOCIALE _____

TECNICO _____


TEL. _____

UTENTE _____



MEASUREMENT WORKSHEET

- A. Seat Depth _____
- B. Trunk Depth _____
- C. Trunk Width _____
- D. Hip Width _____
- E. Seat to Top of Shoulder _____
- F. Lower Leg Length _____
- G. Seat to Axilla _____




ENZO™
Carrozzina Basculante



- ⊕ Basculamento 45°
- ⊕ Basculamento anteriore 5°
- ⊕ Profondità seduta regolabile
- ⊕ Altezza schienale regolabile
- ⊕ Regolazione angolo della seduta 90°-110°
- ⊕ Portata massima 84 kg

⊕ NOTE / RICHIESTE

Scelta Colore



Carrozzina Base -- PCP € 2.100

ENZO ™ Telaio Pieghevole 12"-14"

ENZO ™ Telaio Pieghevole 14"-16"

ENZO ™ Telaio Pieghevole 16"-18"

ENZO ™ Telaio Rigido 12"-14"

ENZO ™ Telaio Rigido 14"-16"

ENZO ™ Telaio Rigido 16"-18"

La configurazione base completa comprende:

- ⊕ Basculamento attivo/passivo con range +45°/-5%
- ⊕ Sistema di basculamento a maniglie
- ⊕ Piatta rigida stabilizzatrice seduta
- ⊕ Ruotine anti-ribaltamento e facilitatore ribaltamento a piede
- ⊕ Cintura di sicurezza

- ⊕ Pedane separate apribili, angolo 90°
- ⊕ Piatti pedana regolabili prono-flesso estensione
- ⊕ Cinturini ferma-talloni tensionabili
- ⊕ Braccioli rimovibili e regolabili in altezza
- ⊕ Schienale regolabile in inclinazione (fissa)

Larghezza Seduta

ENZO ™ 12"-14" 12" (30,5 cm) 13" (33 cm) 14" (35,6 cm)

ENZO ™ 14"-16" 14" (35,6 cm) 15" (38,1 cm) 16" (40,6 cm)

ENZO ™ 16"-18" 16" (40,6 cm) 17" (43,2 cm) 18" (45,7 cm)

Profondità Seduta

ENZO ™ 12"-14" Range da 13" a 19" (da 33 cm a 48 cm)

ENZO ™ 14"-16" Range da 14" a 20" (da 36 cm a 51 cm)

ENZO ™ 16"-18" Range da 17" a 22" (da 43 cm a 56 cm)

INDICARE

INDICARE

INDICARE

Il telaio profondità seduta ha DI SERIE il prolungamento posteriore di 8 cm per maggiori regolazioni

Misura Ruote

RUOTE POSTERIORI (ESTRAIBILI)

Di serie, selezione a scelta senza sovrapprezzo:

- 12" (30 cm) Mag
 16" (40 cm) Mag *(consigliate)*

Selezionabili, con sovrapprezzo *(prezzo configurazione)*

- 22" (56 cm) Raggi (*) € 288
 24" (61 cm) Raggi (*) € 288
 20" (50 cm) Mag (*) € 275

(*) con corrimano e inserto in gomma piena

RUOTE ANTERIORI

6" (15 cm) di serie.

Pedane

TIPO DI PEDANA / ANGOLO

- Swing Away, estraibili, angolo 90°
 Nessuna Pedana
 Pedane Elevabili Manuali, coppia

DI SERIE

--

€ 235

LUNGHEZZA TUBOLARI PEDANE - RANGE DI REGOLAZIONE E MISURA RICHIESTA

ENZO™ 12"-14" Range ottenibile: 28 cm / 40 cm

Misura Richiesta(*)

ENZO™ 14"-16" Range ottenibile: 28 cm / 40 cm

Misura Richiesta(*)

ENZO™ 16"-18" Range ottenibile: 32 cm / 43 cm

Misura Richiesta(*)

(*) Si intende dalla piatta seduta ai piatti pedana

PIATTI PEDANA IN ALLUMINIO CON REGGITALLONE STANDARD

ENZO™ 12"-14" Largh. 12 cm - H: 18,5 cm

Misura Richiesta(*)

ENZO™ 14"-16" Largh. 14,5 cm - H: 20,5 cm

Misura Richiesta(*)

ENZO™ 16"-18" Largh. 17 cm - H: 20,5 cm

Misura Richiesta(*)

(*) Se diversa da quella di serie -- possono esserci restrizioni sulle misure piatti pedana non di serie in base alla larghezza seduta

Braccioli

BRACCIOLI ESTRAIBILI, REGOLABILI IN ALTEZZA

ENZO™ 12"-14" Range ottenibile: 22 cm - 27 cm

H richiesta(*)

ENZO™ 14"-16" Range ottenibile: 22 cm - 27 cm

H richiesta(*)

ENZO™ 16"-18" Range ottenibile: 27 cm - 36 cm

H richiesta(*)

(*) Altezza PIATTA SEDUTA / TOP BRACCIOLO

- Top Bracciolo "desk", 25 cm, coppia
 Top Bracciolo "full", 34 cm, coppia

Se non specificato, le misure standard sono "Desk" per i telai 12-14 e 14-16 e "Full" per il telaio 16-18

Cinture e Bretellaggi

<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Non Imbottita, Regolazione "single pull", H: 1"	(*)	DI SERIE
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Non Imbottita, Regolazione "single pull", H: 1,5"	(*)	DI SERIE
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Non Imbottita, Regolazione "single pull", H: 2"	(*)	DI SERIE
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Imbottita, Regolazione Bilaterale, H: 1" - Tg. XS		€ 72
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Imbottita, Regolazione Bilaterale, H: 1" - Tg. S		€ 72
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Imbottita, Regolazione Bilaterale, H: 1,5" - Tg. M		€ 72
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 2 punti, Imbottita, Regolazione Bilaterale, H: 2" - Tg. L		€ 72
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 4 punti, Imbottita, H: 1" - Tg. XS		€ 118
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 4 punti, Imbottita, H: 1,5" - Tg. S		€ 118
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 4 punti, Imbottita, H: 1,5" - Tg. M		€ 118
<input type="checkbox"/>	Cintura Pelvica 4 punti, Imbottita, H: 1,5" - Tg. L		€ 118
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CLASSICO, Tg. XS		€ 118
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CLASSICO, Tg. S		€ 118
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CLASSICO, Tg. M		€ 118
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CLASSICO, Tg. L		€ 118
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CONTOUR, Tg. XS		€ 122
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CONTOUR, Tg. S		€ 122
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CONTOUR, Tg. M		€ 122
<input type="checkbox"/>	Bretellaggio Dinamico "Pull Down", Design CONTOUR, Tg. L		€ 122
<input type="checkbox"/>	Cintura Pettorale Dinamica a Strappo, Tg. M		€ 82
<input type="checkbox"/>	Cintura Pettorale Dinamica a Strappo, Tg. L		€ 82

(*) La selezione di eventuali Cinture e/o Bretellaggi a costo, elimina la presenza della cintura di serie

Sistema di Fissaggio per Trasporto Auto

<input type="checkbox"/>	Sistema di aggancio in auto (RESNA WC-19)	€ 245
<input type="checkbox"/>	Cintura per il trasporto in auto "Sure-Lok" 12"-14"	€ 90
<input type="checkbox"/>	Cintura per il trasporto in auto "Sure-Lok" 15"-18"	€ 90

(*) La selezione del sistema di aggancio in auto richiede l'utilizzo di una cintura con meccanismo "Sure-Lok"

Tavolino

ENZO ™ 12"-14"	<input type="checkbox"/>	4020-0346	€ 265
ENZO ™ 14"-16"	<input type="checkbox"/>	4020-0347	€ 265
ENZO ™ 16"-18"	<input type="checkbox"/>	4020-0348	€ 265
	<input type="checkbox"/>	3101-6009 attacchi tavolino (inclusi)	

Cappotina Parasole

<input type="checkbox"/>	4020-0583 (per larghezza da 12" a 15")	€ 115
<input type="checkbox"/>	4020-0592 (per larghezza da 16" a 18")	€ 115

Sistema Posturale Capo

SUPPORTO ASTA PER POGGIATESTA - COMPRENSIVE DI ATTACCO PER SCHIENALE RIGIDO

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Asta Standard Regolazioni in 4 direzioni | (HMO475-17M) | € 120 |
| <input type="checkbox"/> | Asta Standard con struttura UNILINK | (UHB4D33200) | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | Asta UNILINK con meccanismo flip-down | (UHB2D232FD) | € 255 |



HMO475-17M
Asta Multi-Positioning
Regolazione 4 direzioni



UHB4D33200
Asta UNILINK
Sezione quadrata 1/2"



UHB2D232FD
Asta UNILINK con meccanismo apertura Flip-Down
Sezione quadrata 1/2"

PAD POGGIATESTA LINEA "COMFORT"

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Misura "Niño" X-SMALL (6") | (CP06CCFPM) | € 135 |
| <input type="checkbox"/> | Misura SMALL (8") | (CP08CCFPM) | € 135 |
| <input type="checkbox"/> | Misura MEDIUM (10") | (CP10CCFPM) | € 135 |
| <input type="checkbox"/> | Misura LARGE (14") | (CP14CCFPM) | € 135 |
| <input type="checkbox"/> | Misura X-LARGE (19") | (CP19CCFPM) | € 145 |



PAD POGGIATESTA LINEA "COMFORT PLUS - ACP"

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Misura LARGE (14") | (ACP150M) | € 222 |
| <input type="checkbox"/> | Misura X-LARGE (19") | (ACP550M) | € 222 |



PAD POGGIATESTA LINEA "COMBO"

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Misura SMALL | (CB315M) | € 202 |
| <input type="checkbox"/> | Misura LARGE | (CB305M) | € 202 |



ACCESSORI POGGIATESTA

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Doppio snodo DX/SX per montaggi laterali | (SAR2B-B) | € 298 |
| <input type="checkbox"/> | Pad frontale/laterale 3"x2" | (910M) | € 46 |
| <input type="checkbox"/> | Pad frontale/laterale 6"x1,5" | (930M) | € 46 |
| <input type="checkbox"/> | Pad frontale/laterale 6"x2" | (920M) | € 46 |



SAR2B-B
Braccetto a doppio snodo
montaggio laterale pad/switch



910M - 930M - 920M
Pad frontale/laterale
disponibile in 3 misure

Sistema Posturale Capo (segue)



- Asta UNILINK con meccanismo flip-down
OBBLIGATORIA con tutti i poggiatesta i2i
UHB2D232FD

€ 255



PROFILO STANDARD - "BRACCIO" STANDARD

Part No.	Misura	Profilo	"Braccio"	Circonf. Collo	Largh. Collo	PREZZO	Sconto	Ordine
I2I250	XXS	5,71 cm	11,43 cm	17,78 cm	7,62 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I350	XS	5,71 cm	11,43 cm	22,86 cm	8,89 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I450	S	10,16 cm	16,51 cm	27,94 cm	10,16 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I550	M	12,06 cm	19,05 cm	35,56 cm	11,43 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I650	L	13,34 cm	20,32 cm	40,64 cm	12,70 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>



PROFILO STANDARD - "BRACCIO" CORTO

Part No.	Misura	Profilo	"Braccio"	Circonf. Collo	Largh. Collo	PREZZO	Sconto	Ordine
I2I451	S	10,16 cm	11,43 cm	27,94 cm	10,16 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I551	M	12,06 cm	13,97 cm	35,56 cm	11,43 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I651	L	13,34 cm	15,24 cm	40,64 cm	12,70 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>



PROFILO BASSO - "BRACCIO" STANDARD

Part No.	Misura	Profilo	"Braccio"	Circonf. Collo	Largh. Collo	PREZZO	Sconto	Ordine
I2I455	S	5,71 cm	16,51 cm	27,94 cm	10,16 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I555	M	5,71 cm	19,05 cm	35,56 cm	11,43 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I655	L	5,71 cm	20,32 cm	40,64 cm	12,70 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>



PROFILO BASSO - "BRACCIO" CORTO

Part No.	Misura	Profilo	"Braccio"	Circonf. Collo	Largh. Collo	PREZZO	Sconto	Ordine
I2I456	S	5,71 cm	11,43 cm	27,94 cm	10,16 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I556	M	5,71 cm	13,97 cm	35,56 cm	11,43 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>
I2I656	L	5,71 cm	15,24 cm	40,64 cm	12,70 cm	€ 240	<input type="checkbox"/>

Contenimento Laterale - Tronco

PELOTTE TRONCO "UNILINK"

- | | | |
|--|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> Pelotta Toracale DESTRA Stealth Unilink | Q.tà ____ | € 190 |
| <input type="checkbox"/> Pelotta Toracale SINISTRA Stealth Unilink | Q.tà ____ | € 190 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Pad Standard Mis. XS (ULP535050320) | Q.tà ____ | € 40 |
| <input type="checkbox"/> Pad Standard Mis. S/M (ULP546050320) | Q.tà ____ | € 40 |
| <input type="checkbox"/> Pad Standard Mis. M/L (ULP557050320) | Q.tà ____ | € 40 |
| <input type="checkbox"/> Pad GEL/NEOPRENE Mis. XS (ULP535057120) | Q.tà ____ | € 65 |
| <input type="checkbox"/> Pad GEL/NEOPRENE Mis. S/M (ULP546057120) | Q.tà ____ | € 65 |
| <input type="checkbox"/> Pad GEL/NEOPRENE Mis. M/L (ULP557057120) | Q.tà ____ | € 65 |

Contenimento Laterale - Bacino



- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Supporto Adduttore (sia per lato destro che sinistro)
UNILINK, regolabile
<i>UTT6A1260000</i> | € 195 |
|--|-------|



powered by coolcore

- | | |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> Pad imbottito per supporto adduttore
Mis. 4" x 6" - Foderina Coolcore
<i>UTP546056100</i> | € 45 |
|--|------|



- | | |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> Pad imbottito per supporto adduttore
Mis. 4" x 8" - Foderina Coolcore
<i>UTP586056100</i> | € 55 |
|--|------|



powered by coolcore

- | | |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> Pad imbottito per supporto adduttore
Mis. 4" x 12" - Foderina Coolcore
<i>UTP5D056100</i> | € 65 |
|--|------|



Cuscino Posturale



MISURA CUSCINO	MODELLO CUSCINO	PREZZO AL PUBBL.	Ordine
12"X12"	SOLUTION 12X12 (30CMx30CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	ZEN 12X12 (30CMx30CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
12"X14"	SOLUTION 12X14 (30CMx35CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	ZEN 12X14 (30CMx35CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
14"X14"	SOLUTION 14X14 (35CMx35CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	ZEN 14X14 (35CMx35CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
14"X16"	SOLUTION 14X16 (35CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	ZEN 14X16 (35CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
14"X18"	ZEN 14X18 (35CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION 16X16 (40CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
16"X16"	ZEN 16X16 (40CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM FOAM 16X16 (40CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM GEL 16X16 (40CMx40CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	TRU-COMFORT 2 16X16 (40CMx40CM)	€ 620	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION 16X18 (40CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
16"X18"	ZEN 16X18 (40CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM FOAM 16X18 (40CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM GEL 16X18 (40CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	TRU-COMFORT 2 16X18 (40CMx45CM)	€ 620	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION 17X18 (43CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
17"X18"	ZEN 17X18 (43CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM FOAM 17X18 (43CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM GEL 17X18 (43CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	TRU-COMFORT 2 17X18 (43CMx45CM)	€ 620	<input type="checkbox"/>
	SOLUTION 18X18 (45CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
18"X18"	ZEN 18X18 (45CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM FOAM 18X18 (45CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	SPECTRUM GEL 18X18 (45CMx45CM)	€ 590	<input type="checkbox"/>
	TRU-COMFORT 2 18X18 (45CMx45CM)	€ 620	<input type="checkbox"/>

Eventuali ulteriori cuscini non elencati sul presente modulo per MODELLO e/o MISURA, possono essere richiesti al Vostro contatto commerciale "Leggero" o "Stealth Products". Alcune misure possono essere prodotte su richiesta, previa accettazione di preventivo di spesa.

SCHIENALE POSTURALE "BAKKU BACK" - by Stealth Products



LARGH.	12"	14"	16"	18"
ALTEZZA				
12"	●			
14"	●	●		
16"		●	●	
18"		●	●	●

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNIT.
TFBMD1212RC	Schienale Posturale "BAKKU" 12x12 completo di pelotte toracali S/A 3x5		€ 1.100
TFBMD1214RC	Schienale Posturale "BAKKU" 12x14 completo di pelotte toracali S/A 3x5		€ 1.100
TFBMD1414RC	Schienale Posturale "BAKKU" 14x14 completo di pelotte toracali S/A 3x5		€ 1.100
TFBMD1416RC	Schienale Posturale "BAKKU" 14x16 completo di pelotte toracali S/A 3x5		€ 1.100
TFBMD1418RC	Schienale Posturale "BAKKU" 14x18 completo di pelotte toracali S/A 3x5		€ 1.100
TFBMD1616RC	Schienale Posturale "BAKKU" 16x16 completo di pelotte toracali S/A 3x5		€ 1.100
TFBMD1618RC	Schienale Posturale "BAKKU" 16x18 completo di pelotte toracali S/A 3x5		€ 1.100
TFBMD1818RC	Schienale Posturale "BAKKU" 18x18 completo di pelotte toracali S/A 3x5		€ 1.100

Il prezzo comprende una coppia di pelotte toracali s/a della misura standard 3x5 non scorporabili dalla configurazione
Per ricevere la misura 4x6 è sufficiente indicarlo sul Modulo Ordine e non ci sono differenze di prezzo

Attacchi standard Ultra Light, Quick-Release



Misura Pelotte 4x6

Nessuno Schienale