

Modulo Ordine Passeggini



TRAK™

Data _____

Azienda _____

Contatto _____

RIF/ORD _____



30° Hip Angle Adjustment



45° Tilt-in-Space



Euro 3.500

LA CONFIGURAZIONE STANDARD DEL TRAK INCLUDE:

- 45° di Basculamento
- 30° Regolazione Angolo Bacino
- Ruote da 16" sgancio rapido
- Ruote posteriori in poliuretano
- Ruote anteriori (7") in poliuretano
- Maniglia spinta regolabile in altezza
- Seduta ergonomica sagomata
- Pediera regolabile in altezza
- Tasca Portaoggetti
- Ruotine con perni bloccanti
- Blocco attivabile a piede
- Vano Portaoggetti
- Schienale sagomato regolabile
- Tavolino

- 12" Rosso
- 12" Azzurro
- 14" Rosso
- 14" Azzurro

Dimensioni (cm)	12"	14"	Regolazioni (cm)	12"	14"
Larghezza	57	62	Profondità sedile	17-38	20-38
Reg. Altezza Maniglia	101-127	101-127	Larghezza Sedile	15-30	18-36
Lunghezza	79	79	Reclino	10-36	15-43
Diametro Ruota Anteriore	25	25	Altezza Posteriore	30-48	33-49
Diametro Ruota Posteriore	41	41	Angolo Anca	90° 105° 120°	90° 105° 120°
Piegato comprese ruote	92x51x57	92x51x62	Basculamento	45°	45°

NOTE / RICHIESTE



QUANTUM ITALIA - Divisione Specialistica di Pride Mobility Products Italia Srl

Tel. 0765-451301 Fax 0765-453342

E-mail: quantum@pride-italia.it