

# Modulo Ordine Passeggini



## REACH™



Data \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_

Contatto \_\_\_\_\_

RIF/ORD \_\_\_\_\_

### LA CONFIGURAZIONE STANDARD DEL REACH INCLUDE:

- 10° 20° 30° di basculamento
- Regolazione angolo bacino
- Ruote da 12" a sgancio rapido
- Ruotine da 7" in poliuretano
- Portaoggetti sotto alla seduta
- Poggiabraccia regolabili in H
- Schienale sagomato
- Maniglie spinta regolabili in altezza
- Pediera regolabile in altezza
- Blocco attivabile a piede
- Parasole
- Ruotine Posteriori anti-ribaltamento
- Cuscino planare
- Supporti lombari sagomati

**Euro 1.490**

Specifiche/Regolazioni	REACH 12"	REACH 14"	REACH 16"
Larghezza Seduta	30 cm	35 cm	40 cm
Profondità Seduta	20-33 cm	28-40 cm	33-46 cm
Massima H Schienale	46 cm	53 cm	61 cm
Seduta/Pedana (UL)	20-33 cm	28-40 cm	33-46 cm
Seduta/Terra	50 cm	50 cm	50 cm
Angolo Seduta	10°, 20° o 30°		
Angolo dello Schienale			
Con seduta a 10°	da 85° a 115° (intervalli 5°)		
Con seduta a 20°	da 85° a 105° (intervalli 5°)		
Con seduta a 30°	da 85° a 95° (intervalli 5°)		
Peso Passeggino	12 Kg	13 Kg	14 Kg
Portata Massima	36 Kg	50 Kg	68 Kg
Larghezza Passeggino	55 cm	60 cm	65 cm
Misure PIEGATO	79x55x46	79x60x46	84x65x46

- Rosso  
 Azzurro

- Largh. 12" (30,48 cm)  
 Largh. 14" (35,56 cm)  
 Largh. 16" (40,64 cm)

- Tavolino (EURO 290)

Q.tà

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



QUANTUM ITALIA - Divisione Specialistica di Pride Mobility Products Italia Srl

Tel. 0765-451301

E-mail: quantum@pride-italia.it